

Peptest™ Cube Reader



Il nuovo lettore Peptest™ Cube Reader è ora disponibile!

- Risultati quantitativi
- La forma cubica da 41 mm per lato lo rende probabilmente il più piccolo lettore al mondo. Pesa solo 40 g.
- Il Peptest™ Cube Reader è economico e molto semplice da utilizzare
- I risultati vengono visualizzati sul display in soli **3 secondi**

Dati tecnici

Il Peptest™ Cube Reader è un dispositivo portatile per la determinazione colorimetrica della densità ottica per una valutazione quantitativa e qualitativa del Peptest™.

I dati del test vengono trasferiti in modalità wireless per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) prima di ogni misurazione.

Ogni risultato salvato include un ID univoco di misurazione, nome del test, numero di lotto, il distributore / produttore e la data e l'ora. I dati di misurazione possono essere estratti tramite USB utilizzando uno speciale cavo USB e il software dati del cubo Reader.

Il dispositivo è alimentato da una batteria, ma può anche essere alimentato tramite USB.



Codice	Prodotto
PEPCBRDR	PEP TEST CUBE READER 1TEST

BIOHIT HealthCare

Innovating for Health

www.biohithealthcare.com

Distribuito da:

Biohit HealthCare Srl

Via Boncompagni, 2

20139 Milano - Italy

Tel. +39 02 38238113

Fax +39 02 38236521

mail: info.italy@biohit.fi