

# GastroPanel® quick test NT

L'esclusivo test diagnostico GastroPanel® Elisa è ora disponibile anche nella rivoluzionaria versione GastroPanel® NT test rapido

GastroPanel® quick test NT consente una rapida e precisa diagnosi della gastrite atrofica ed eventuale sua correlazione a *Helicobacter pylori*, una valutazione dei rischi correlati, nonché la valutazione di un'elevata produzione di acido gastrico, sia in pazienti sintomatici che asintomatici. GastroPanel quick test NT consente al medico, in tempi rapidi, l'eventuale prescrizione di ulteriori accertamenti.

Risultati del GastroPanel® quick test NT quali: i) gastrite atrofica ii) infezione da *Helicobacter pylori* o iii) elevata produzione di acido sono sicure indicazioni per la prescrizione di esami endoscopici e biotipici.

GastroPanel® quick test NT fornisce al medico, già nella prima fase di valutazione clinica, l'indicazione ad effettuare ulteriori approfondimenti, mentre garantisce al paziente maggior sicurezza e diagnosi immediata, accelerando così la prescrizione di ulteriori accertamenti, trattamenti e follow-up.

- **Campione:** plasma-EDTA o sangue intero venoso e capillare
- **Principio del test:** test immunologico a flusso laterale per la determinazione dei biomarcatori del GastroPanel®



GastroPanel® quick test NT		
REF	Prodotto	Quantità
602410	Per plasma-EDTA e sangue intero venoso	30 test
602420	Per sangue intero capillare	30 test

*Negli Stati Uniti ed in Giappone solo per uso di ricerca.*

GastroPanel® quick test NT	
REF	Prodotto
6740450	GP Reader NT Fluorescence Immunoanalyzer

*Negli Stati Uniti ed in Giappone solo per uso di ricerca.*